



ReSound GN

ReSound LiNX²™

Tag godt imod
Smart Hearing™





Det har aldrig været lettere at høre

Når du sætter dine splinternye ReSound LiNX2™ apparater i ørerne, kommer du til at opleve fordelene ved at bære det ypperste inden for Smart Hearing. Du får lyd i topkvalitet og lyttekomfort fra morgen til aften – med en klar fornemmelse af lydene og rummet omkring dig takket være den unikke egenskab Spatial Sense™.


Uanset om du er på arbejde eller mødes med familie og venner, kan du deltage i samtalen i sikker forvisning om, at du kan høre hvert et ord, der bliver sagt – selv i støjende omgivelser. Du kan deltage i gruppediskussioner. Og give din mening til kende – selv når støjniveauet er højt – ved hjælp af den nye egenskab Binaural Directionality™ II.

Ligesom du kan tale i telefon, samtidig med at du tager din jakke på og går over en vindblæst parkeringsplads. Og når du kører hjem, kan du streame din nyeste playliste, lydbog eller podcast fra din iPhone direkte til dine høreapparater. Der er ingen ekstra enheder at tage hensyn til, - kun ren stereolyd direkte i dine høreapparater.

Og når du kommer hjem efter en lang arbejdsdag, har du stadig energi til at være sammen med dem, du holder af, da den lytning, som tidligere plejede at trætte dig, nu foregår helt ubesværet.

Derfor beder vi dig om at tage godt imod ReSound LiNX2. Tag godt imod Smart Hearing – en høreteknologi, der er så avanceret, at den ubesværet tilpasser sig dig og din livsstil.

Smart Hearing



AUDIOLOGI

Prøv den sidste nye version af Surround Sound by ReSound™ – det næste skridt i vor søgen efter en mere naturlig lytteoplevelse.


- Få en levende fornemmelse af, hvor lydene kommer fra med vor nye egenskab Spatial Sense™.
- Forstå tale i støjende omgivelser helt ubesværet med vor nye egenskab Binaural Directionality™ II.
- Nyd godt af en lyd kvalitet, der ifølge erfarne høreapparatbrugere er i særklasse*.



TRÅDLØSE MULIGHEDER

Stream stereolyd fra din iPhone. Se film, hør musik, og benyt telefon- eller videoopkald. Du kan endda få tydelige ruteanvisninger, når du befinder dig et fremmed sted.

- Brug din iPhone, iPad eller iPod touch til at streame lyd direkte til dine smarte høreapparater.
- Stream stereolyd fra en Bluetooth-aktiveret telefon, der er parret med ReSound telefonclip+.
- Slap af med familien og se tv i stereo med ReSound tv streamer 2.



DESIGN

Vælg mellem et bredt udvalg af moderne, holdbare modeller, der er så diskrete og så komfortable, at du – og alle omkring dig – glemmer, at du har dem på.

- Oplev et nyt komfortniveau og en bedre akustisk ydeevne gennem vort nye ergonomiske design.
- Nyd godt af det nye SureFit™ system.
- Få apparater, der er beskyttet mod vand, sved og ørevoks takket være iSolate™ nanotech.



APPS

Tilpas din høreoplevelse hurtigt og nemt med den opdaterede ReSound Smart app.

- Juster lydstyrke, diskant og bas.
- Opret yndlingsprogrammer og få dine høreapparater til automatisk at skifte til dine egne indstillinger de steder, du besøger mest – eller vælg at aktivere dem selv, uanset hvor du er.
- Få endnu bedre lyttekomfort, uanset støjniveauet med nye funktioner, der forbedrer lyden.
- Find høreapparater, som er blevet væk, med funktionen "Finder", der har forbindelse til internettet.

Teknologi, der
tilpasser sig dig
og din livsstil



Smart Hearing fra ReSound er den stolte modtager af IHS Markit Innovation Award inden for "Health, Fitness and Wearables" (2016)



AUDIOLOGI

Få en levende fornemmelse af tale og rum

ReSound LiNX² indeholder den mest avancerede version af Surround Sound by ReSound™, der leverer 30% bedre taleforståelse end andre førsteklases høreapparater samt branchens mest præcise støjreduktion*. Dine høreapparater udveksler løbende data om lydmiljøet for at give dig en ubesværet lytteoplevelse – selv i komplekse lydmiljøer.

Nyt i Surround Sound by ReSound

Spatial Sense efterligner den måde dit ydre øre kanalisere lyd til dit indre øre på, og understøtter dermed din evne til at registrere, hvor lydene kommer fra, så du får en mere naturlig fornemmelse af det rum, du befinder dig i.

Binaural Directionality II optimerer dynamisk retningsvirkningsindstillingerne, så du kan zoome ind på de lyde, du er mest interesseret i, samtidig med at du stadig kan høre de andre lyde, der er omkring dig.

Dette er essensen af ReSound LiNX². Ingen manuelle justeringer. Ingen kompromiser i forhold til lyd kvalitet eller lyttekomfort. Kun ubesværet hørelse.

* Kilde: Møller & Jespersen, 2013 og Sørensen & Jespersen, 2015





AUDIOLOGI

Oplev

Surround Sound by ReSound™

Surround Sound by ReSound, der er inspireret af naturen, er vort unikke lydbehandlingssystem. Ved at bruge avancerede teknologier, der efterligner den måde, vore ører naturligt behandler lyd på, udnytter vi hjernens evne til at genkende lyde og fastslå, hvor de kommer fra, og høre tale klart i støj.

I en nylig, uafhængig benchmarktest, hvor de nyeste høreapparater fra førende producenter blev sammenlignet, gav erfarne høreapparatbrugere Surround Sound by ReSound topkarakterer i en række forskellige lydmiljøer.




* 2013 Benchmarktest, DELTA SenseLab.






DESIGN




Alle apparaterne er coated med iSolate™ nanotech indvendigt og udvendigt, hvilket gør dem modstandsdygtige over for støv, ørevoks og sved.

Et lille apparat med høj grad af komfort og holdbarhed

Verdens smarteste høreapparater er så intuitive og så komfortable, at du – og alle omkring dig – glemmer, at du har dem på. Så effektive, at de passer til mere end 90% af alle høretab.



De helt nye Surefit™ receive, slanger og kupler sætter nye standarder inden for komfort, holdbarhed og diskretion.



Batteridøren på alle RIE (Receiver in the Ear) og BTE (Behind The Ear) apparaterne er blevet designet med maksimal holdbarhed og brugervenlighed for øje.



DESIGN

Mød den prisvindende familie

ReSound LiNX²™ apparaterne, der både er moderne, diskrete og holdbare, fås i et komplet sortiment af nye design og farver – inklusive verdens eneste mini BTE med Made for iPhone.

ReSound LiNX² har vundet mange priser - bl.a. for det bedste produkt, den mest tilgængelige teknologi og den bedste brugeroplevelse. Høreapparaterne har senest vundet prisen IHS Markit Innovation Award inden for "Health, Fitness and Wearables" (2016).

FINDES I MANGE FORSKELLIGE MODELLER





MERE DISKRETE

ReSound LiNX² apparaterne er ikke kun et udsøgt stykke ingeniørkunst i miniature. De ser også fantastiske ud. Ikke at du lægger mærke til det. Fordi de er så diskrete og komfortable, at du glemmer, at du har dem på.

MERE HOLDBARE

Vort design kan holde til hverdagens strabadser. Alle komponenter er konstrueret i holdbare materialer i høj kvalitet og belagt med iSolate™ nanotech såvel ind- som udvendigt for at afvise vand, støv og korroderende emner som ørevoks, salt og sved. Selv SureFit receiverne, slangerne og kuplerne er behandlet med iSolate nanotech.

FLERE PRISER





TRÅDLØS

Opret forbindelse, interager og deltag helt uden besvær

Forestil dig din yndlingsmusik eller din yndlingsfilm streamet direkte fra din iPhone, iPad eller iPod touch til dine høreapparater i stereo.

Eller forestil dig, at du kan bevæge dig frit rundt, mens du foretager et telefon- eller videoopkald til dem, du holder af, eller træner til en opmuntrende stemme fra din træningsapp. Det kan du nu, for der er ingen ledninger eller andre ekstra enheder at tage hensyn til.

Med ReSound LiNX™, der var det første Made for iPhone høreapparat i verden, blev det muligt at streame lyden fra en iPhone, iPad eller iPod touch direkte til høreapparaterne. Hermed blev høreapparaterne omdannet til små trådløse hovedtelefoner.

Med ReSound LiNX²™ tages denne banebrydende teknologi til det næste niveau. I ReSound LiNX² fås Made for iPhone funktionaliteten nu også i nogle ITE (In The Ear) apparater. Så nu har du de samme muligheder for at oprette forbindelse, interagere og deltage i en verden, der er forbundet på kryds og tværs, som alle andre, uanset hvilken model du vælger.

Made for iPhone funktionaliteten fås nu i alle BTE (Behind The Ear), RIE (Receiver In the Ear) og i en række ITE (In The Ear)* modeller.



TAL I TELEFON

Tal i telefon med ro i sindet – tydelige samtaler uden irriterende hyl.

NYD GODT AF STEREOLYD

Se en film, lyt til musik eller din yndlingspodcast i knivskarp stereo.

FaceTime® VIDEOOPKALD

Tal med venner, der befinder sig langt væk, eller følg dit barnebarn på en virtuel rundtur i hans klasseværelse med hans kommentarer, der løbende streames direkte til dine ører.

FÅ RUTEANVISNINGER

Hør detaljerede ruteanvisninger tydeligt og diskret, når du bevæger dig på ukendte gader og stræder.

* MFi forbindelse fås i følgende varianter, der sidder i øret – ITC (In The Canal), ITE (In The Ear) og MIH (Microphone In Helix).



ReSound LiNX² er kompatibel med iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro (12,9-tommer), iPad Pro (9,7-tommer), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPad (4. generation), iPod touch (6. generation) og iPod touch (5. generation), der bruger iOS 8.X eller nyere.



TRÅDLØS

Stream lyd med det trådløse ReSound tilbehør

Du kan også streame lyd til dine ReSound LiNX² apparater, selvom du ikke har en iPhone. Du skal blot parre din Bluetooth-aktiverede telefon med ReSound telefonclip+, hvormed dine høreapparater omdannes til trådløse hovedtelefoner, der kan modtage den streamede lyd fra dine yndlingsvideoer, film, playlister eller podcasts.

ReSound telefonclip+ kan også fungere som en basisjernbetjening til dine høreapparater. Du kan justere lydstyrken og aktivere/deaktivere den lyd, du streamer til dine høreapparater.



Trådløs forbindelse med ReSound telefonclip+ og Android smartphone



2,4 GHz TRÅDLØS KOMMUNIKATION

GN Hearing var de første til at udvikle 2,4 GHz teknologi til trådløs kommunikation i høreapparater. Fordelene ved 2,4 GHz er:

- Der er ikke behov for ledninger eller andre enheder
- Made for iPhone funktionalitet
- Muligheden for at streame lyd, der er mere end syv meter væk
- Brugervenlighed: Alt trådløst ReSound tilbehør skal blot tilsluttes og parres, hvorefter det er klar til brug
- Stærke stereosignaler uden mærkbar forsinkelse



ET TRÅDLØST ØKOSYSTEM

Det trådløse ReSound tilbehør er udviklet til at fungere sammen. Så hvis den mobiltelefon, som du har parret med dine høreapparater, ringer, mens du ser tv, deaktiveres streamingen fra fjernsynet, så du kan høre telefonen og vælge, om du vil besvare opkaldet eller fortsætte med filmen.

SLAP AF SAMMEN MED FAMILIEN FORAN FJERNSYNET

Hvis ReSound tv streamer 2 er koblet til fjernsynet, stereoanlægget eller computeren, kan du streame lyden direkte fra den pågældende enhed til dine ReSound LiNX² apparater i stereo. Du bestemmer selv hvilken lydstyrke, du foretrækker, mens dem, du ser fjernsyn med, bruger deres foretrukne lydstyrke.

Og eftersom du kan justere lydstyrken for dine omgivelser og fjernsynet, uafhængigt af hinanden, kan du tale med familie og venner samtidig med, at I ser fjernsyn.

UDVID DIT LYTTEOMRÅDE

Med den nye ReSound Micro Mic og ReSound Multi Mic får du mulighed for at høre mere af alt. Stemmerne på dem, du holder af, en ven, en kollega – uanset om de befinder sig et støjende sted eller op til 25 meter væk ved frit udsyn, så går lyden krystalklart igennem. Sæt ReSound Micro Mic fast på tøjet på den person, du gerne vil høre, hvorefter du kan nyde samtalen, også selvom der er baggrundsstøj. ReSound Multi Mic kan alt det samme som ReSound Micro Mic, men kan også bruges som en bordmikrofon og har et mini-jackstik, så du kan streame stort set alle typer lyd direkte til dine høreapparater.



Trådløse forbindelser med ReSound tv streamer 2



ReSound Multi Mic



ReSound Micro Mic



APPS

Gør din høreoplevelse personlig uden besvær



Med ReSound Smart™ app kan du nemt indstille dine høreapparater, så du får den bedste lytteoplevelse, uanset hvor du er. Indstil lydstyrke, diskant og bas, når du er på farten. Opret favoritprogrammer, og aktivér dem, når du går ind i et nyt lokale for at få bedre taleforståelse, rumlig bevidsthed og lyttekomfort. Alt sammen uden at skulle røre ved – eller henlede opmærksomheden på – dine høreapparater.

KONTROLLÉR FRA HÅNDEDET

Med ReSound Smart app til Apple Watch kan du kontrollere dine høreapparater fra dit håndled – uanset om du taler med en ven på en restaurant eller løber en tur på en blæsende dag.



ReSound Smart app

Gå til resound.com/smartapp for at se den fulde liste med telefoner, der er kompatible med ReSound Smart appen

Det første høreapparat i verden med internetforbindelse

FIND DINE HØREAPPARATER

Hvis du forlægger dine høreapparater, kan du hurtigt finde dem med ReSound Smart app'ens "Finder" funktion.

LYDFORBEDRING

Indstil høreapparaterne med de nye avancerede funktioner i Sound Enhancer for at få større komfort i støjende og blæsende omgivelser og bedre talefokus.

TILFØJ FAVORITTER

Indstil dine høreapparater, så de passer til dig, og gem indstillingerne på din liste over favoritter. Hvis du bruger telefonens indstilling til at geotagge steder, aktiverer ReSound Smart app'en automatisk dine lytteindstillinger, når du vender tilbage til et sted på din favoritliste. Eller du kan vælge at aktivere dem, når du vil.





TINNITUS

Få lindring

fra tinnitus med
ReSound LiNX²™

Tinnitus kan ikke kureres. Men det kan lindres. Hvis du har tinnitus, giver ReSound LiNX² dig nye smarte værktøjer til at lindre lidelsen.

HVAD ER TINNITUS?

Tinnitus antager mange former og kan f.eks. være ringen, summen, susen og klikken. Men de fleste omtaler tinnitus som "en ringen i hjernen". Hos nogle kommer og går denne ringen uden negativ påvirkning. Men hos andre er det en konstant støj, der har en negativ indvirkning på dagligdagen.

Hvor alvorlig din tinnitus er afhænger af, i hvor høj grad du lægger mærke til den. Når tinnitus skaber negative følelser som f.eks. frustration eller rastløshed, fokuserer du endnu mere på den. Med tiden bliver den konstante ringen sværere og sværere at ignorere. Det kaldes "den onde cirkel". Formålet med tinnitusterapi er at bryde denne onde cirkel.

FÅ LINDRING FRA TINNITUS MED RESOUND LINX²

ReSound LiNX² fungerer ved at aflede din opmærksomhed fra tinnitussen med beroligende baggrundslyde. Din tinnitus – og din smag – er unik. Så din ide om en beroligende lyd kan være meget forskellig fra andres. Derfor giver ReSound LiNX² dig en række forudindstillede terapilyde og lyde fra naturen direkte fra dine høreapparater.



RESOUND SMART™ APP

Med ReSound Smart™ app'en* kan du justere disse lyde og vælge blandt en række lyde fra naturen for at få lindring fra din tinnitus:

TUNER

Find en personlig indstilling, der giver dig lindring fra din tinnitus. Brug tunereren til at kontrollere tonehøjden og moduleringen af lyden for at finjustere lydterapien, så den passer til dig.

NATURLYDE

Prøv de seks forudinstallerede naturinspirerede lyde, herunder 'Kyststrækning' og 'Strand Surf' for at finde ud af, hvilke lyde der fungerer bedst for dig.



RESOUND RELIEF™ APP

ReSound Relief er en multisensorisk app, der kombinerer en række lyde, som omfatter dynamiske lydbilleder, der kan tilpasses dig, samt afslapningsøvelser med vejledning, så du kan få afledt opmærksomheden fra din tinnitus.



Tag et nærmere kig

I hjertet af ReSound LiNX², som driver vores avancerede Surround Sound by ReSound™ og 2,4 GHz trådløse teknologier, sidder der en effektiv motor: SmartRange™, der er verdens hurtigste dualcore-chipplatform til høreapparater.

Hastigheden har gjort det muligt for os at videreudvikle Surround Sound by ReSound og de trådløse muligheder. Lyd og muligheder, der bringer os endnu længere i vores stræben efter naturlig hørelse.

Med den unikke kombination af teknologier, der er så avancerede, at de tilpasses dig og din livsstil, gør ReSound LiNX² apparater det muligt for dig at leve det liv, du vil – og på den måde, du vil.

FARVER PÅ RIE (RECEIVER IN THE EAR) OG BTE (BEHIND THE EAR) MODELLERNE



ReSound LiNX² teknologiniveauer

	ReSound LiNX ² ™ 9	ReSound LiNX ² ™ 7	ReSound LiNX ² ™ 5
Funktioner			
Fuldstændig fleksible programmer	4	4	4
Synkroniseret trykknop	●	●	●
Synkroniseret volumenkontrol*	●	●	●
SmartStart™	●	●	●
PhoneNow™	●	●	●
Comfort Phone™	●	●	●
Ear-to-Ear communication	●	⊙	○
Direkte lydstreaming (Made for iPhone)	●	●	●
ReSound tv streamer 2, fjernbetjening 2, telefonclip+, Micro Mic, Multi Mic	●	●	●
ReSound Smart™ app	●	⊙	⊙
ReSound Control™ app (ReSound telefonclip+ er påkrævet)	●	●	●
Audiologiske funktioner			
WARP kompression – antal kanaler	17	14	12
Environmental Classifier	●	●	●
Binaural Directionality™ II	●		
Spatial Sense™	●		
Binaural Directionality™		●	
Directional Mix Processor	●	●	●
- Justerbart mix	●	●	
Natural Directionality™ II		●	●
Synchronised SoftSwitching™	●	●	
Softswitching™			●
Autoscope Adaptive Directionality™	●		
Multiscope Adaptive Directionality™		●	
Adaptive Directionality™			●
Binaural Environmental Optimizer™ II	●		
Environmental Optimizer		●	
NoiseTracker™ II	●	⊙	○
Expansion	●	⊙	○
Windguard™	●	⊙	○
Sound Shaper	●	●	●
Lavfrekvensboost (kun UP receiver)	●	⊙	○
DFS Ultra™ II	●	●	●
-Music Mode™	●	●	●
Auto DFS™	●	●	●
Synchronized Acceptance Manager	●	●	●
Forstærkningsstrategi (WDRC/semilineær/lineær – kun UP receiver)	●	⊙	○
Tinnitus lydgenerator med naturlýde	●	●	●
Tilpasningsfunktioner			
Tilpasningssoftware Aventa 3.8 eller nyere	●	●	●
Tilgængelige justeringshåndtag	Maks. 17	Maks. 14	Maks. 12
Onboard Analyzer™ II	●	●	●
In Situ Audiometri	●	●	●
Trådløs tilpasning med Airlink™ 2	●	●	●

○ Grundlæggende
⊙ Avanceret
● Ultimativ



Mennesker med hørenedsættelse er omdrejningspunktet i alt det, vi foretager os. Vores prisvindende ReSound Smart Hearing høreapparater hjælper mennesker med hørenedsættelse med at føle sig mere involverede, forbundne og i kontrol. I en stadig mere intelligent verden tænker vi stort og udfordrer normen, så vi kan forandre liv gennem lydens kraft.

ReSound® er en del af GN Store Nord Gruppen – der er pionær inden for fantastisk lyd – lige fra de verdensførende ReSound høreapparater til Jabra headset. GN blev grundlagt i 1869, har over 5.000 medarbejdere og er noteret på NASDAQ OMX København. GN får livet til at lyde bedre.

resound.com/linx2

GN HEARING DANMARK A/S

(GN Hearing A/S)

Lautrupbjerg 7

2750 Ballerup

Tlf.: 45 75 22 22

www.gnhearing.dk

© 2016 GN Hearing A/S. Alle rettigheder forbeholdes. ReSound er et varemærke, der tilhører GN Hearing A/S. Apple, Apple logoet, iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch og FaceTime er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc. Samsung, Galaxy og Galaxy S5 er varemærker, der tilhører Samsung Electronics. Android og Google Play er varemærker, der tilhører Google Inc. Android-robotten er reproduceret eller modificeret fra arbejde oprettet og delt af Google, og anvendes i henhold til vilkårene beskrevet i Creative Commons 3,0 Attribution License. Dolby og double-D-symboler er registrerede varemærker, der tilhører Dolby Laboratories. Bluetooth er et varemærke, der tilhører Bluetooth SIG, Inc.

ReSound GN
.....